

1. Especificaciones:

- 1.1. Elaborado de pulpa de papel craft.
- 1.2. Grado médico para aumentar la flexibilidad, es suave y durable.
- 1.3. Adecuado para esterilización con vapor, óxido de etileno EO, y radiación

2. Características:

Tamaños:

- 30cm x 30cm
- 40cm x 40cm
- 45cm x 45cm
- 50cm x 50cm
- 60cm x 60cm
- 75cm x 75cm
- 90cm x 90cm
- 100cm x 100cm
- 120cm x 120cm

El material es papel crepado estándar

Es impermeable, resistente a bacterias, cumple ISO 11607 y EN868, se puede usar en plegado en carros, salas de operación y áreas asépticas.

El método de esterilización que se puede usar: alta temperatura, alta presión, plasma
